

# OTTO Dosier-Pistole IPF mit Reduzierset

Technisches Datenblatt

## Eigenschaften:

- Stabile und haltbare Dosier-Pistole aus Kunststoff
- Profi-Qualität
- Dosierpistole zur Verarbeitung von 1K-Dosierschaum  
OTTOPUR OP 910,  
OTTOPUR OP 915,  
OTTOPUR OP 950,  
OTTOPUR OP 960
- inklusive Reduzierset, bestehend aus:  
2 Reduziernadeln mit  $\varnothing = 1 \text{ mm}$ ,  
2 Reduziernadeln mit  $\varnothing = 1,5 \text{ mm}$ ,  
2 Reduziernadeln mit  $\varnothing = 2 \text{ mm}$ ,  
2 Dosierspitzen mit  $\varnothing = 2 \text{ mm}$   
(jeweils Innendurchmesser)
- Kein Ersatzteilservice

## Besondere Hinweise:

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme die beigelegte Bedienungsanleitung  
Es muss immer eine zumindest noch teilweise gefüllte Dose montiert sein, damit der PU-Schaum in der Dosierpistole unter Druck steht. Stellschraube nach Gebrauch schließen.  
Wenn die Dosierpistole außer Betrieb gesetzt wird, muss sie sofort nach dem Abschrauben mit OTTOPUR Cleaner gereinigt werden. Durch die regelmäßige Anwendung wird die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit der Dosierpistolen erheblich verlängert.  
Ausgehärtete Schaumreste können nur noch mechanisch entfernt werden.  
Dose niemals mit Gewalt losreißen.

## Technische Daten:

Länge [mm]	~330
Breite [mm]	~50
Höhe [mm]	~175
Gewicht [g]	~261

## Lieferform:

Bestelleinheit (BE)	Bestellcode
1 Stück	IPF